

RANDOX

Kontrollserum für die klinische Chemie



Labor+ Technik

EBERHARD LEHMANN GmbH

Diagnostika und Laborbedarf
Beratung - Schulung - Kundendienst

- * CE-zertifizierte, lyophilisierte humane Richtigkeitskontrolle
- * unabhängig von Hersteller, Reagenz und Gerät und damit auf allen gängigen Analyseautomaten einsetzbar
- * normale und erhöhte Werte, die sich nicht überschneiden
- * 4 Jahre Haltbarkeit nach Herstellung
- * aufgelöst 7 Tage bei 2-8°C und 30 Tage eingefroren haltbar



Das **Randox** Kontrollserum bietet Ihnen ein umfassendes Programm mit mehr als 60 Parametern, (davon über 20 Werte für Medikamente und spezielle Parameter).
Verwenden Sie nur noch ein Serum für Alles!

Der Wertezettel enthält sowohl methodenspezifische Sollwerte und Vertrauensbereiche, als auch gerätespezifische Angaben.

Eine **Chargenreservierung ist möglich**, sichern Sie sich eine Charge für einen längeren Zeitraum und sparen Sie sich damit das häufige Ermitteln laborinterner Fehlergrenzen.

HN 1530 Randox -Kontrollserum, normale Werte	20 x 5 ml = 100 ml
HE 1532 Randox -Kontrollserum, abnormale Werte	20 x 5 ml = 100 ml
HS 2611 Randox -Kontrollserum, Kombipackung je normale + abnormale Werte	5 x 5 ml = 50 ml

Interessante Mengenstaffel möglich, fordern Sie Informationen an!

Fax-Einsendungen unter 0 30/80 90 26 65 oder per Email an info@lt-sys.de

LABOR + TECHNIK, Eberhard Lehmann GmbH, D-14167 Berlin

- Endlich ein preisgünstiges, lange haltbares Kontrollserum!
Ich bestelle 1 OP.....
- Bitte senden Sie mir die Wertezettel und ausführliche Informationen.
- Ich interessiere mich für eine Chargenreservierung, bitte ein Angebot:
Mein monatlicher Bedarf an Kontrollserum, normale Werte ml.
Mein monatlicher Bedarf an Kontrollserum, abnormale Werte ml.
Chargenreservierung für Jahr/e.
- Ich möchte auch Diagnostika Kosten senken!
Bitte erstellen Sie eine Gratis-Kostenanalyse meines Labors.
- Bitte senden Sie mir den aktuellen **LT-SYS**[®]- Gesamtkatalog zu.
- Bitte senden Sie mir Ihren aktuellen Randox-Katalog zu.

Absender (bitte Stempel):

Ansprechpartner (bitte Blockbuchstaben):

RANDOX

Richtigkeitskontrollseren

HN 1530 normale Werte, Chargen und Laufzeiten auf Anfrage

HE 1532 abnormale Werte, Chargen und Laufzeiten auf Anfrage

mehr als 60 Analyte

besonderer Vorteil: **Die Sollwerte für die Bereiche der Analyte überschneiden sich nicht.**

normale Analyte

Albumin
Anorg. Phosphor
Bicarbonat
Bilirubin, gesamt
Bilirubin, direkt
Calcium
Chlorid
Cholesterin
HDL-Cholesterin
Creatinin
Eisen
Gesamteiweiß
Glucose
Harnsäure
Harnstoff
Kalium
Lactat
Magnesium
Natrium
Osmolalität
Triglyceride

21

Enzyme

ALAT (GPT)
ASAT (GOT)
Alk. Phosphatase
Alpha-HBDH
Amylase
Cholinesterase
CK-NAC
Gamma-GT
GLDH
LAP
LDH
Lipase
Pankreas-Amylase
Saure Phosph., gesamt
Saure Phosph., Prostata

15

Medikamente

Digoxin
Gentamycin
Paracetamol
Salicylate
Theophyllin
Tobramycin

6

Sonder-Analyte

Apolipoprotein A1
Apolipoprotein B
Cortisol
D-3 Hydroxybutyrat
Elektrophorese
(5Fraktionen)
Folsäure
FT 4
Gallensäuren
IgA
IgG
IgM
Kupfer
Lithium
PSA
Thyroxin (T4)
TIBC (EBK)
Transferrin
Trijodthyronin (T3)
TSH
UIBC
Unveresterte Fettsäuren
(NEFA)
Vitamin B12
Zink

23

LABOR + TECHNIK
Eberhard Lehmann GmbH
Robert-W.-Kempner-Str. 6
D-14167 Berlin
Tel.: 0 30/80 90 26 63
Fax: 0 30/80 90 26 65

LABOR + TECHNIK
Eberhard Lehmann GmbH
A-5020 Salzburg
Tel.. 06 62/43 94 40
Fax. 06 62/43 00 51

LT-SYS®

www.lt-sys.de

labor-technik-lehmann@t-online.de



Seit über 40 Jahren LABOR + TECHNIK: Qualitäts-Diagnostika preiswert!