



verbessertes Zink - Reagenz

- ohne Enteiweißung,
- flüssiges Monoreagenz, gebrauchsfertig
- ohne Vorbereitung (Mischen mehrerer Komponenten) sofort einsetzbar
- auch für kleine Probenzahlen geeignet
- Lagerung bei Raumtemperatur (+ 15°C bis + 25°C)
- erprobte Arbeitsanleitungen für manuelle Photometer und alle wichtigen Analyseautomaten vorhanden
- gesicherte Korrelation mit der Atomabsorption

Bestellinformation:

LT-ZN 0100

**Zink, ohne Enteiweißung
2 x 50 ml Reagenz
1 x 5 ml Standard**

Bitte vergleichen Sie, was Sie derzeit bezahlen, und rufen Sie gleich eine Packung ab. Unsere Fachchemiker beraten Sie gern und helfen Ihnen beim Kostensparen.

Die Geräteadaptionen wurden in unserem Firmenlabor erarbeitet und bewährten sich unter Praxisbedingungen.

LABOR + TECHNIK
Eberhard Lehmann GmbH
Robert-W.-Kempner-Str. 6
D-14167 Berlin
Tel.: 030 / 80 90 26 63
Fax: 030 / 80 90 26 65

LABOR + TECHNIK
Eberhard Lehmann GmbH
A-5020 Salzburg
Tel.: 06 62 / 43 94 40
Fax: 06 62 / 43 00 51

LT-SYS[®]

