



# AMMONIAK – Reagenz flüssiges Monoreagenz

**Anwenderfreundliche Testpackung aus dem Diagnostika-  
Programm *LT-SYS*<sup>®</sup>:**

- **einfache Handhabung**, da jetzt nur noch ein gebrauchsfertiges Flüssigreagenz.
- **Haltbarkeit** bei sachgemäßer Verwendung bis zum Verfalldatum.
- **einfacher manueller Arbeitsgang**, geringere Pipettiermenge, dadurch mehr Teste pro Packung.
- **Adaptionen für viele Analysenautomaten** liegen vor, z. B. für Olympus AU, COBAS MIRA, Hitachi, Kone usw.

## **Bestellinformation:**

Artikel-Nummer	Inhalt		
LT-AM 0025	3 x	20 ml	Reagenz
	1 x	5 ml	Standard

Die Geräteadaption wurde in unserem Firmenlabor erarbeitet und bewährte sich unter Praxisbedingungen in zahlreichen Laboratorien.  
Unsere Fachchemiker beraten Sie gern und helfen Ihnen beim Kostensparen.

**LABOR + TECHNIK**  
Eberhard Lehmann GmbH  
Robert-W.-Kempner-Str. 6  
D-14167 Berlin  
Tel.: 0 30/80 90 26 63  
Fax: 0 30/80 90 26 65

**LABOR + TECHNIK**  
Eberhard Lehmann GmbH  
A-5020 Salzburg  
Tel.: 06 62/43 94 40  
Fax: 06 62/43 00 51

***LT-SYS*<sup>®</sup>**  
[www.lt-sys.de](http://www.lt-sys.de)

Seit über **35** Jahren LABOR + TECHNIK: Qualitäts-Diagnostika preiswert!