



LT-SYS®

Homocystein - Test

- unabhängiger Risikofaktor bei Patienten mit manifestierter Gefäßerkrankung, wie koronare Herzkrankheit, Arteriosklerose, venöser Thrombosen u.ä.,
- enzymatischer Test bei 340 nm mit Messsignalverstärkung durch Enzymkreislauf,
- sehr gute Korrelation mit HPLC und Immunologischer Methode,
- Bestimmung aus Serum oder Plasma ohne aufwendige Probenvorbereitung,
- Methode als 2- oder 3-Komponenten-Test an jedem Analysenautomat adaptierbar,
- Ergebnis schon nach 10 Minuten,
- erprobte Arbeitsanleitungen für
Bayer Advia, Cobas Mira, Dade Dimension, Beckman Synchron
Roche Hitachi/Modular, Olympus AU, Abbott Aeroset/Architekt

Bestellinformation:		€/Test
LT-HC 0027	2 x 25 ml Reagenz 1	*
	2 x 7 ml Reagenz 2	

* abhängig vom Analysenautomaten

Bitte vergleichen Sie, was Sie derzeit bezahlen, und rufen Sie gleich eine Packung ab. Unsere Fachchemiker beraten Sie gern und helfen Ihnen beim Kostensparen.

LABOR + TECHNIK
Eberhard Lehmann GmbH
Robert-W.-Kempner-Str. 6
D-14167 Berlin
Tel.: 030 / 80 90 26 63
Fax: 030 / 80 90 26 65

LABOR + TECHNIK
Eberhard Lehmann GmbH
A-5020 Salzburg
Tel.: 06 62 / 43 94 40
Fax: 06 62 / 43 00 51

LT-SYS®



Seit über **35** Jahren LABOR + TECHNIK: Qualitäts-Diagnostika preiswert!