



Labor+ Technik

EBERHARD LEHMANN GmbH

verbessertes Zink - Reagenz

- ohne Enteiweißung,
- flüssiges Monoreagenz, gebrauchsfertig
- ohne Vorbereitung (Mischen mehrerer Komponenten) sofort einsetzbar
- auch für kleine Probenzahlen geeignet
- Lagerung bei Raumtemperatur (+ 15°C bis + 25°C)
- erprobte Arbeitsanleitungen für manuelle Photometer und alle wichtigen Analyseautomaten vorhanden
- gesicherte Korrelation mit der Atomabsorption

Bestellinformation:

LT-ZN 0100 **Zink, ohne Enteiweißung**
2 x 50 ml Reagenz
1 x 5 ml Standard

Bitte vergleichen Sie, was Sie derzeit bezahlen, und rufen Sie gleich eine Packung ab. Unsere Fachchemiker beraten Sie gern und helfen Ihnen beim Kostensparen.

Die Geräteadaptionen wurden in unserem Firmenlabor erarbeitet und bewährten sich unter Praxisbedingungen.

LABOR + TECHNIK
Eberhard Lehmann GmbH
Goerzallee 299
D-14167 Berlin
Tel.: 030 / 80 90 26 63
Fax: 030 / 80 90 26 65

LABOR + TECHNIK
Eberhard Lehmann GmbH
A-5020 Salzburg
Tel.: 06 62 / 43 94 40
Fax: 06 62 / 43 00 51

LT-SYS®


www.lt-sys.de
info@lt-sys.de



Seit über 45 Jahren LABOR + TECHNIK: Qualitäts-Diagnostika preiswert!

Methodenvergleich

Zink-Farbstest **LT-SYS**® AU400 / Atomabsorption



LABOR + TECHNIK

Eberhard Lehmann GmbH

Goerzallee 299

D-14167 Berlin

Tel.: 00 49/30/80 90 26 63

Fax: 00 49/30/80 90 26 65

www.lt-sys.de

E-Mail: info@lt-sys.de

LT-SYS®

